

Klintensiv®

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

**Fișă cu date de Securitate nr. 9/10.2016
conform CE 1907/2006 (REACH) și 453/2010**

Secțiunea 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

· **Element de identificare a produsului**

· **Denumire comercială:** DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT KLINTENSIV

Alte denumiri comerciale:

Clasa de biocide I – tip produs 2 : Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale - Produse utilizate pentru dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului și care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale. Sunt în special destinate piscinelor, acvariilor, apelor de bazin sau altor ape; sistemelor de climatizare; și pereților și podelelor din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente destinate activităților profesionale. Produse utilizate pentru dezinfectarea aerului, a apei care nu este folosită pentru consumul uman sau animal, a toaletelor chimice, a apelor reziduale, a deșeurilor de la spitale și a solului.

· **Utilizarea substanței/preparatului** Detergent dezinfectant **CONCENTRAT** pentru uz profesional; curatarea, dezinfectia suprafețelor și a microaeroflorei. Se poate folosi și la curatarea și dezinfectia instrumentarului medical. Se utilizează pe toate tipurile de suprafețe, inclusiv cele intens circulate (lemn, pardoseli, faianta, PVC, inox, sticla, plastic, mobilier, ceramica, brancarde, carucioare, scaune mobile, canapele consultării, mese tratament, grupuri sanitare, saloane nou-nascuți, etc). Se mai poate folosi și la dezinfectia instrumentarului medical și a ustensilelor de laborator, echipamentelor, recipientelor, ustensilelor din cabinete medicale, unități sanitare. Se pot curăța și dezinfecta suprafețele, echipamentele, microaeroflora și, eventual, instrumentarul din saloane cosmetice, zone industriale, farmaceutice, de preparare a hranei, etc.

Nu decolorează, nu albăște, nu se clătește (pentru utilizarea pe suprafețe și microaeroflora), nu fixează proteinele pe suprafețe. Se poate utiliza și în spațiile de distribuție a hranei pacienților. DETERGENTUL DEZINFECTANT KLINTENSIV acționează și în prezența materiilor organice precum sânge, fluide fiziologice. Asigură o dizolvare rapidă a reziduurilor proteice.

Pentru dezinfectia microaeroflorei se prepară soluția gata de lucru și se introduce în nebulizator (1 ml/ 1 m³). Se porneste nebulizatorul pentru aproximativ 30 minute (în funcție de caracteristicile tehnice ale aparatului), apoi se lasă soluția să acționeze un timp de minim 10 min. În timpul nebulizării și acționării soluției de lucru, camera în care se efectuează nebulizarea trebuie să aibă toate ușile și geamurile închise și să nu fie persoane în interiorul acesteia. După cele aproximativ 40 minute nu este neapărat nevoie de aerisire, produsul fiind puternic dezodorizant.

Atentie!

- **Nu se folosește pentru suprafețe/instrumentar care ia contact direct cu hrana/produse alimentare.**
- **Pentru instrumentarul invaziv folosirea este urmată de clătire cu apă pură microbiologic!**

Produsul nu conține iod, aldehide, fenoli, clor, parfumuri, compuși organici volatili. Produs puternic dezodorizant.

1.1 Denumirea substanțelor/amestecurilor : KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței/amestecului:

Se utilizează pentru curatarea și dezinfectia suprafețelor, microaeroflorei. Se mai poate utiliza și pentru a curăța și dezinfecta instrumentarul.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv®

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

Producător:

PRO INTEGRATOR SRL, Șos. București–Alexandria km.14, nr. 544, hala C 34 A, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: 021 448 14 98, mail: office@klintensiv.com

• Informații suplimentare asigurate de:

PRO INTEGRATOR SRL, Șos. București–Alexandria km.14, nr.544, hala C 34 A, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: 021 448 14 98, mail: office@klintensiv.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, Tel: 40 21-318.36.06, orar de funcționare: luni-vineri de la 8-15.

Secțiunea 2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

2.1.1 Clasificare în conformitate cu cerințele Regulamentului CE Nr. 1272/2008

Toxicitate acută orală categ. 4 (H 302 – Nociv în caz de înghițire)

Iritație oculară, categ. 1 (H318 – Provoacă leziuni oculare grave)

STOT SE, categ. 3 (H336 – Poate provoca somnolență sau amețelă)

Acvatic cronic, categ. 1 (H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung)

2.2 Elemente pentru etichetă. Etichetare CLP

Acest produs este destinat pentru uz profesional și se va folosi de către personal calificat, cu cunoașterea normelor de siguranță în domeniu.

În conformitate cu cerințele Regulamentului CE Nr. 1272/2008

Pictograme pentru pericole



GHS07



GHS09

Cuvânt de avertizare : Atenție !

Fraze de pericol :

H 302 – Nociv în caz de înghițire

H318 – Provoacă leziuni oculare grave

H336 – Poate provoca somnolență sau amețelă

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precauție :

P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P301+ P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv®

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandru

Email
W

lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 – Colectați scurgerile de produs

Componente periculoase care determină etichetarea:

Clorura de didicildimetilamoniu,

Compuși de amoniu cuaternari, benzil-C12-18-alkildimetil,cloruri,

Polihexameten biguanidă

2.3 Alte pericole

Produsul finit nu conține substanțe/amestecuri clasificate ca fiind periculoase (SVHC)

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

· PBT: neaplicabil

· vPvB: neaplicabil

3. Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Acest produs este un amestec (va rugăm să citiți secțiunea 3.2).

3.2 Amestecuri

Compoziție:

Nume	Nr. CAS	Nr. CE	Clase și categorii de pericole	Fraze de pericol	Concentrație
Didecildimetilamoniu m chloride Nr. INDEX: 612-131-00-6	7173-51-5	230-525-2	Acute tox. 4 Skin corr. 1 Acute tox. 4 Aquatic acute 1	H302 H314 H312 H400 (M=10)	18.00%
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12- 18-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	270-325-2	Acute tox. 4 Skin corr. 1B Eye dam. 1 Aquatic acute 1 Aquatic chronic 1	H302 H314 H318 H400 (M=10) H410	2,8%
Polyhexamethylen biguanide	32289-58-0	-	Skin sens. 1B Eye dam. 1 Carc 2 STOT RE 1 Aquatic acute 1 Aquatic cronic 1	H317 H318 H351 H372 H400 (M=10) H410	1,8%

3.3 Informații suplimentare

Conținutul exact al frazelor de risc se regăsește în capitolul 16.

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1 Instrucțiuni generale

Ca regulă generală, în caz de îndoială sau dacă simptomele persistă, trebuie consultat medicul. În caz de pierdere a conștiinței sau în caz de pericol de pierdere a cunoștinței, solicitați imediat îngrijiri medicale și acordați primul ajutor. Atenție! Orice persoană inconștientă trebuie așezată în poziția laterală de recuperare. Atunci când solicitați îngrijiri medicale, prezentați datele din această fișă de date de securitate. Simptome de intoxicare pot să apară decît după câteva ore. Se va ține sub control medical timp de cel puțin 48 de ore.

4.1.2 După inhalare: Mutați persoana implicată într-o zonă cu aer curat. În caz de probleme respiratorii (de exemplu tuse puternică): a. puneți persoana în poziție pe jumătate așezată, cu bustul ridicat; mențineți calmul pacientului și luați măsuri preventive de menținere a temperaturii corpului; b. solicitați cât mai repede posibil asistență medicală c. desfaceți orice obiect de îmbrăcăminte strâns precum guler, cravată, curea, betelie. Dacă persoana afectată prezintă dificultate la respirație, solicitați asistență medicală.

4.1.3 După contactul cu ochii:

Spălați imediat ochii cu apă curentă din abundență timp de cel puțin 10 minute sau atât timp cât iritația continuă. Îndepărtați lentilele de contact, dacă aveți, după primele 5 minute și apoi continuați să spălați ochii. Solicitați întotdeauna asistență medicală și consultați un oftalmolog, chiar dacă aparent nu sunt probleme.

4.1.4 După contactul cu pielea:

Îndepărtați imediat obiectele de îmbrăcăminte contaminate. Spălați pielea cu multă apă rece. Dacă zona afectată este întinsă și/sau există pericol asupra pielii solicitați asistență medicală sau transportați pacientul la spital. Spălați îmbrăcăminte înainte de reutilizare.

4.1.5 După înghițire:

Spălați gura persoanei accidentate cu apă și convingeți-o să bea apă cât mai mult posibil. Nu induceți starea de vomă. Dacă persoana vomită în mod natural aplecați-o în față și dați-i apă din nou. Solicitați imediat asistență medicală.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Pentru informații detaliate despre simptome și efecte a se vedea cap. 11.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Tratament: Nu există informații disponibile.

5. Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Produsul în sine nu arde. Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

A se păstra departe de materialele combustibile.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Mijloace de protecție specifice: Nu sunt necesare măsuri speciale.

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandru

Email
W

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Folosiți echipamentul de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Echipați-vă cu echipament de protecție individuală adecvat (vezi paragraful 8)

Feriți-vă de sursele de aprindere.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:

Preveniți infiltrarea produsului în rețeaua de canalizare, în excavații sau în beciuri.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Îndepărtați cu mijloace mecanice. Materialul colectat va fi tratat ca „deșeu special” prin depozitare și transport în container, pentru o distrugere autorizată. Pentru informații privind eliminarea în siguranță, a se vedea capitolul 13.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție individuală vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la îndepărtare vezi capitolul 13.

În caz de deversare accidentală minoră, limitată la conținutul unui singur recipient, clătiți cu suficientă apă pentru a îndepărta produsul prin diluare la nivelul concentrației de utilizare normală, exceptând cazul în care aceasta ar conduce la contaminarea unui curs de apă sau a vegetației.

7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.1.1 Sfaturi de manipulare în condiții de securitate

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Produs de uz extern - nu înghițiți. A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va prevedea o o ventilație corespunzătoare la locul de muncă. Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. A nu se inspira praful. În locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevăzute instalații pentru spălarea ochilor, în caz de accident.

7.1.2. Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă:

A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare. Îndepărtați imediat echipamentul contaminat.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.2.1 Cerințe spații de depozitare și containere

A se depozita în recipientul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea corespunzătoare a produsului. A nu se depăși data de expirare de pe ambalaj. A nu se utiliza ambalajul gol pentru stocarea altor produse sau în alte scopuri decât cel original.

7.2.2 Măsurile de protecție împotriva incendiului și a exploziei

A se păstra departe de orice flacăra sau sursa de scânteie. Fumatul interzis.

7.2.3 Informații suplimentare privind condițiile de depozitare

A se păstra preparatul în recipientul închis etanș. Stocați produsul în loc uscat și bine ventilat, la temperatura camerei, departe de sursele de căldură (se va evita o temperatură mai mare de 30°C și mai mică de 5°C). Utilizatorul este unic și direct responsabil pentru cunoașterea și aplicarea acestor reglementări. A se ține cont și de Normele generale de protecția muncii, adaptate la specificul firmei.

7.2.4. Măsurile de protecție în cazul depozitării în locuri comune

A se păstra departe de hrană, băuturi, alimente și hrană pentru animale. A se păstra departe de materiale combustibile.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Vă rugăm să consultați secțiunea 1 privind indicațiile

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

referitoare la produs sau fișa tehnică.

Exclusiv pentru uz profesional.

8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

8.1.1 Componente cu valori limita de expunere profesională/ componente cu valori biologice limită

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională/fără valori biologice limită pe termen scurt/lung.

8.2 Controale ale expunerii Echipament individual de protecție.

Controale tehnice corespunzătoare: Utilizați echipament de protecție personală.

Protecție a ochilor /feței: Folosiți ochelari de protecție. Trebuie să existe posibilitatea de spălare a ochilor în spațiile în care produsul este manevrat în mod constant. Asigurați-vă că încăperile sunt bine ventilate.

Protecția respiratorie: Mască de protecție pentru utilizare pe termen scurt.

Protecția mâinilor: Contact pe termen scurt. Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la substanță. De aceea se recomandă: policloropren, cauciuc nitril, cauciuc butil, fluorcauciuc, clorură de polivinil. Mănușile trebuie înlocuite imediat dacă sunt uzate sau rupte.

Protecția pielii/corpului: Condiții obișnuite de protecție. A se evita contactul cu pielea, purtați echipament de protecție personală. Purtați haine de lucru pentru protecție.

Controlul expunerii mediului: A se respecta măsurile standard de manipulare a substanțelor chimice. A se evita deversarea produsului concentrat în mediul înconjurător.

9. Proprietăți fizico-chimice

9.1. Informații generale

Aspect:

Stare de agregare: lichid nevâscos

Culoare: albastru deschis

• **Miros:** caracteristic

• **Valoare pH (50 g/l) la 20°C:** 4 ± 1

• **Punct de topire/Interval de topire:** nedefinit

• **Punct de fierbere/Interval de fierbere:** nedefinit

• **Punct de inflamabilitate:** neaplicabil

• **Inflamabilitate (solid, gazos):** nedefinit

• **Temperatură de aprindere:** nedefinit

• **Autoaprindere:** Produsul nu este autoinflamabil.

• **Presiune vaporică:** nedefinit

• **Densitate la 20°C:** $1 \pm 0,5 \text{ g/cm}^3$

• **Solubilitate în / miscibilitate cu:**

• **apa:** se amestecă complet

• **alcooli:** nedefinit

• **cetone:** nedefinit

• **solvenți polari:** nedefinit

• **solvenți nepolari:** nedefinit

• **hidrocarburi alifatic:** nedefinit

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

- **hidrocarburi aromatice:** nedefinit
- **solvenți organici:** nedefinit
- **hidrocarburi clorurate:** nedefinit
- **uleiuri vegetale:** nedefinit
- **glicoli:** nedefinit
- **ulei de parafină:** nedefinit
- **Coeficient de segregare (n-octanol/apă):** nedefinit

10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate Nu are loc nicio reacție periculoasă dacă sunt păstrate indicațiile și instrucțiunile de depozitare și utilizare.

10.2. Stabilitate chimică Produsul este stabil dacă sunt păstrate indicațiile și instrucțiunile de depozitare și utilizare.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Vezi 10.1 și 10.2.

10.4. Condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform recomandărilor.

10.5. Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.6. Produși de descompunere periculoși: Nu sunt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

10.7. Incompatibilitatea cu alte materiale Nu se amestecă cu alte produse.

11. Informații toxicologice

• Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută:

• Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

Klintensiv Dezinfectant Instrumentar:

15,9 ml/kg (oral, soarece)

9,4 ml/kg (dermal, soarece)

160 ml/m³ (inhalare, soarece)

LD50 (estimat) > 2 g/kg

Iritații:

pe piele: Poate cauza iritații

la ochi: Iritație puternică cu risc de grave leziuni oculare.

inhalare: Poate cauza iritații.

înghițire: Nociv în caz de înghițire

Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

Informații toxicologice suplimentare:

În baza metodei de calcul din Directiva Generală a Comunității Europene asupra clasificării preparatelor în ultima sa versiune valabilă, produsul prezintă următoarele riscuri:

Iritant pentru ochi.

12. Informații ecologice

Următoarele informații se bazează pe datele oferite de furnizori pentru amestecurile folosite

12.1. Toxicitate

Toxicitatea acută acvatică: nu este toxic pt mediul acvatic;

Toxicitate cronică acvatică: nu este toxic pt mediul acvatic

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

- 12.2. Persistență și degradabilitate:** nedefinit
- 12.3. Potențial de bioacumulare:** nu există date
- 12.4. Mobilitate în sol:** nu există date
- 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB:** nu există date
- 12.6. Alte efecte adverse:** nu există date

13. Considerații privind eliminarea

Evitati deversarea produsului in rețeaua de canalizare sau in apele pluviale.

Metode de tratare a deșeurilor: pentru eliminarea în siguranță a produsului devenit deșeu prin expirare sau deteriorare, se solicită asistența unei persoane juridice autorizate pentru distrugerea acestuia, eliminarea făcându-se conform codului din Catalogul European al Deșeurilor. A se vedea și Ordonanța de Urgență nr. 78/2000 și HG 621/2005, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ambalaje necurățate: ambalajele necontaminate pot fi supuse procesului de reciclare.

Agenți de curățire recomandați: apa

14. Informații referitoare la transporturi

14.1 Numărul ONU

ADR Bunuri nepericuloase
RID Bunuri nepericuloase
ADNR Bunuri nepericuloase
IMDG Bunuri nepericuloase
ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR Bunuri nepericuloase
RID Bunuri nepericuloase
ADNR Bunuri nepericuloase
IMDG Bunuri nepericuloase
ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport III

ADR Bunuri nepericuloase
RID Bunuri nepericuloase
ADNR Bunuri nepericuloase
IMDG Bunuri nepericuloase
ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR Bunuri nepericuloase
RID Bunuri nepericuloase
ADNR Bunuri nepericuloase
IMDG Bunuri nepericuloase
ICAO/IATA Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR Periculos pentru mediul înconjurător nu
RID Periculos pentru mediul înconjurător nu
ADNR Periculos pentru mediul înconjurător nu

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv®

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandru

Email
W

IMDG Poluant marin nu

ICAO/IATA Periculos pentru mediu nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Observații. Nu există informații disponibile.

Regulamentele de transport includ derogări speciale pentru anumite categorii de materiale periculoase ambalate în cantități limitate.

15. Informații de reglementare

Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase care transpune Directiva Europeană 67 / 548/ EEC cu modificările și completările ulterioare.

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase care transpune Directiva Europeană 1999/45/CE cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul European nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificări și completări ulterioare.

Regulamentul European nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), Anexa I

Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor –CLP cu modificări și completări

HG 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase care transpune Directiva Europeană 76/769/EEC, cu modificări și completări

HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, care transpune Directiva Europeană 98/24/CE, Directiva Europeană 2000/39/CE cu modificări și completări

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificări și completări

HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, respectiv Directiva Europeană 89/656/CEE

Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificări și completări

OUG 195/2005 privind protecția mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului

Directiva Europeană 75/442/EEC privind deșeurile cu modificări și completări ulterioare

ADR/RID/ IMDG – ediții în vigoare

• Informații de pe etichetă:

Pictograme pentru pericole



GHS07



GHS09

Cuvânt de avertizare : Atenție !

Fraze de pericol :

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

H 302 – Nociv în caz de înghițire

H318 – Provoacă leziuni oculare grave

H336 – Poate provoca somnolență sau amețelă

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precauție :

P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P301+ P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 – Colectați scurgerile de produs

Conform etichetării vechi:

R36/38 Iritant pentru ochi și pentru piele.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte nefaste pe termen lung pentru mediul acvatic.

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S7 A se păstra ambalajul închis ermetic.

S25 A se evita contactul cu ochii.

S26 În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

S37 Folosiți mănuși corespunzătoare.

S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul sau eticheta.

S60 A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos.

S61 Nu aruncați produsul direct în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale.



Xi – Iritant



N-Periculos pentru mediu

- **Indicații privind limitări în utilizare:** A nu se utiliza după termenul de expirare.
- **Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

16. Alte informații

Informațiile prezentate se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Acestea nu reprezintă garanții pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexand

Email
W

• **Frazele de risc relevante pentru ingredientele listate în capitolul 3.**

Vezi Anexe Fise cu Date de Securitate Substanțe Periculoase.

- Fișă completată de: SC **PRO INTEGRATOR** SRL
- Persoană de contact: STANCIU CRISTIAN

Intocmit,
Ing. Chim. Ioana Popa

Aprobat,
Dir. Gen. Stanciu Cristian

KLINTENSIV - DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT

Ed. 1 / Rev. 0 /10.2016

Page